

Быстрый запуск

Для лучших результатов заранее планируйте сеансы эпиляции с помощью эпилятора Silk'n Flash&Go™

Периоды между 1-4 процедурами приблизительно составляют две недели.

Периоды между 5-7 процедурами приблизительно составляют четыре недели.

Восьмая процедура и далее выполняются при необходимости, до достижения желаемого результата.

Настройте эпилятор Silk'n Flash&Go™

1. Достаньте ЭПИЛЯТОР Silk'n Flash&Go™ и его части из коробки.

2. Удостоверьтесь, что СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ правильно вставлен в головку прибора.

3. Вставьте шнур АДАПТЕРА в разъем ЭПИЛЯТОРА Silk'n Flash&Go™.

4. Включите АДАПТЕР в розетку. Загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР "ОЖИДАНИЕ".

Теперь эпилятор Silk'n Flash&Go™ готов к работе.

Обращайтесь с эпилятором Silk'n Flash&Go™ внимательно и осторожно!

5. Обрабатывайте зоны, которые в недавнее время не подвергались воздействию солнца.

6. Кожа зон обработки должна быть побритой, чистой и сухой. На ней не должно быть пудры, антиперспирантов и дезодорантов.

Не удаляйте волосы воском, не выдергивайте и не выщипывайте их.

Бритье – важный шаг к достижению желаемого результата!

7. Нажмите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ВКЛЮЧЕНО»/«РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ». Загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР «ВКЛЮЧЕНО» (оранжевый) и появится звук вентилятора (похожий на звук фена).

8. Приблизительно через 3,5 секунды после нажатия ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ «ВКЛЮЧЕНО»/«РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ» загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ (зеленый). Теперь устройство готово к работе, и вы можете произвести первый импульс на самом низком уровне энергии.

9. Если это ваша первая процедура, выберите подходящий уровень энергии.

Эпилятор Flash&Go™ имеет 5 уровней энергии от 1 (самого низкого) до 5 (самого высокого).

Чтобы выбрать правильный уровень энергии для первой процедуры, отдельно протестируйте каждую зону обработки:

- Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на кожу и нажмите кнопку запуска для генерирования одного импульса.
- Если вы не почувствовали дискомфорта, нажмите кнопку + один раз и сгенерируйте один импульс на другом участке при уровне энергии 2.
- Продолжайте пробовать, увеличивая уровень энергии до того, как достигнете наивысшего уровня, при котором все еще чувствуете себя комфортно. Если в течение одного часа вы не почувствуете нежелательных эффектов, можете начать полную процедуру при этом уровне энергии.
- Повторите этот тест на каждом участке тела, который собираетесь обработать.

57

Русский
Русский

10. Установите уровень энергии. Если уровень энергии должен быть выше самого нижнего уровня, нажмите КНОПКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ «-» или «+», чтобы соответственно уменьшить или увеличить уровень энергии, пока желаемый уровень не будет установлен и отображен световым индикатором 3 уровня энергии (подробнее см. пункт «Уровень энергии» данного руководства пользователя).

11. Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на тело, убедившись, что кожа ровная и гладкая.

Когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ полностью соприкоснется с кожей, начнет мигать СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ.

12. Нажмите КНОПКУ «ИМПУЛЬС». Сначала прибор определит цвет вашей кожи. Если цвет кожи достаточно светлый для безопасного применения, устройство произведет импульс света на кожу, а СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ погаснет.

Вы увидите яркую вспышку света и одновременно услышите слабый хлопок, что является нормальным для устройства. Вы почувствуете слабое тепло и покалывание.

Эпилятор Silk'n Flash&Go™ тотчас же подзарядится для генерирования следующего импульса. Через 3,5 секунды снова включится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ.

13. Уберите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ с обработанного участка кожи.

14. Переместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на другой участок кожи. Ориентируясь по вмятинам на коже, оставленным эпилятором, правильно разместите его для генерирования следующего импульса, избегая пропусков и наложения участков импульсов один на другой.



Старайтесь не допускать наложения зон импульсов друг на друга!



Предупреждение: не обрабатывайте один и тот же участок кожи более одного раза за один сеанс удаления волос!
Обработка одного и того же участка кожи более одного раза за сеанс увеличивает вероятность возникновения нежелательных эффектов.

15. Повторяйте процедуру, пока не обработаете всю необходимую зону.



Если на коже появились пузыри или ожоги, **НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПРОЦЕДУРУ!**

58

Авторское право 2011 © Home Skinovations Ltd. Все права защищены.

Дата печати: май 2011 г.

Компания Home Skinovations Ltd. оставляет за собой право вносить изменения в свои изделия и спецификации для улучшения работы, повышения надежности или технологичности. Информация, представленная компанией Home Skinovations Ltd., считается точной и надежной на момент публикации. Однако компания Home Skinovations Ltd. не несет ответственности за ее использование. Эта информация не может считаться таковой, которая дает право на использование лицензии по патенту или патентным правам компании Home Skinovations Ltd.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любым способом, электронным или механическим, в любых целях, без явного письменного разрешения Home Skinovations Ltd.

Данные могут изменяться без предупреждения.

Компания Home Skinovations Ltd. имеет патенты и заявки на патенты, ожидающие рассмотрения, торговые знаки, авторские права или другие права на интеллектуальную собственность, охватывающие объект данного документа. Представление этого документа не дает вам никаких лицензий на такие патенты, торговые знаки, авторские права или другие права на интеллектуальную собственность, если иное в письменной форме не оговорено компанией Home Skinovations Ltd.

Спецификации могут изменяться без предупреждения.

Home Skinovations Ltd. Тавор Билдинг, Шаар Йокнеам ПОВ 533, Йокнеам 20692, ИЗРАИЛЬ www.silk'n.com, info@silk'n.com

Содержание

| | |
|---|--------------|
| 1. Перед началом использования | p.60 |
| 1.1. Описание прибора Silk'n Flash&Go™..... | p.60 |
| 1.2. Комплектация..... | p.60 |
| 1.3. Сменный картридж с лампой..... | p.61 |
| 2. Целевое назначение эпилятора Silk'n Flash&Go™ | p.61 |
| 3. Меры безопасности при использовании эпилятора Silk'n Flash&Go™ | p.61 |
| 4. Противопоказания | p.62 |
| 5. Когда следует отказаться от использования эпилятора Silk'n Flash&Go™ | p.64 |
| 6. Не используйте эпилятор Silk'n Flash&Go в следующих случаях: | p.65 |
| 7. Возможные побочные эффекты при использовании эпилятора Silk'n Flash&Go™ | p.66 |
| 8. Для лучших результатов заранее планируйте сеансы эпиляции с эпилятором Silk'n Flash&Go™ | p.67 |
| 9. Начало работы | p.68 |
| 9.1. Настройка эпилятора Silk'n Flash&Go™..... | p.70 |
| 9.2. Использование эпилятора Silk'n Flash&Go™ впервые..... | p.71 |
| 10. Обслуживание эпилятора Silk'n Flash&Go™ | p.71 |
| 10.1. Уход за эпилятором Silk'n Flash&Go™..... | p.71 |
| 10.2. Замена Лампового Картриджа..... | p.71 |
| 11. Устранение неполадок | p.72 |
| 11.1. "Мой эпилятор Silk'n Flash&Go™ не включается"..... | p.72 |
| 11.2. "Световой импульс не производится, когда я нажимаю кнопку "Импульс"..... | p.72 |
| 12. Обслуживание клиентов | p.73 |
| 13. Спецификации | p.73 |
| 14. Маркировка | p.74 |
| Декларация соответствия ЕС | p.112 |

Перед первым использованием эпилятора Silk'n Flash&Go™ полностью прочтите Руководство пользователя. Обратите особое внимание на разделы, посвященные порядку использования эпилятора, его работе и действиям после использования.

Рекомендуем ознакомиться с Руководством пользователя перед каждым использованием эпилятора Silk'n Flash&Go™. Эпилятор Silk'n Flash&Go™ представляет собой мощный электроприбор. Поэтому его следует использовать, уделяя особое внимание безопасности.

Перед использованием прочтите все предупреждения и меры предосторожности, следуйте им при использовании эпилятора Silk'n Flash&Go™

1. Перед началом использования

Silk'n Flash&Go™ - это фотоэпилятор для долгосрочного удаления волос, предназначенный для использования в домашних условиях.

1.1. Описание прибора Silk'n Flash&Go™

Эпилятор Silk'n Flash&Go™ состоит из МОДУЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС с ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ и СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ с ЛАМПОЙ.

На РУКОЯТКЕ МОДУЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС эпилятора Silk'n Flash&Go™ находится Кнопка "Импульс". Сменный КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ находится на конце МОДУЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС.

- ① Модуль удаления волос
- ② Панель управления
- ③ Кнопка "Импульс"
- ④ Сменный картридж с лампой
- ⑤ Датчик цвета кожи
- ⑥ Аппликатор
- ⑦ Панель управления
- ⑧ Кнопка On/Standby (включения/входа в режим ожидания)



⑨ Световой индикатор "Смещение"

⑩ Световой индикатор "Включено"

⑪ Кнопка регулирования уровня энергии

⑫ Световые индикаторы уровня энергии

⑬ Световой индикатор замены картриджа с лампой

⑭ Световой индикатор предупреждения системы

⑮ Световой индикатор предупреждения об оттенке кожи

⑯ Световой индикатор готовности

1.2. Комплектация

Открыв упаковку эпилятора Silk'n Flash&Go™, вы найдете следующие детали:

- Модуль удаления волос эпилятора Silk'n Flash&Go™

Русский

Русский

- Настенный адаптер
- Запасные сменные ламповые картриджи (Более подробную информацию см. на упаковке)
- Данное "Руководство пользователя"
- DVD с инструкцией

1.3. Сменный ламповый картридж

Универсальный СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ эпилятора Silk'n Flash&Go™ может произвести ограниченное количество световых импульсов (в зависимости от уровня энергии выполняемых импульсов).
К вашему сведению: обычно для выполнения полного цикла процедур по удалению волос по всему телу требуется 7 000 – 10 000 световых импульсов.

Кроме стандартного универсального СМЕННОГО КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ в комплект поставки также входит специальный СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ для выполнения процедур на коже лица.
Тип СМЕННЫХ КАРТРИДЖЕЙ С ЛАМПОЙ, которые входят в комплект, а также количество световых импульсов, которые они могут выполнить, указаны на упаковке эпилятора Silk'n Flash&Go™.

2. Целевое назначение эпилятора Silk'n Flash&Go™

Эпилятор Flash&Go™ предназначен для удаления нежелательных волос. Он разработан для достижения долгосрочных результатов эпиляции. Долгосрочное удаление волос подразумевает продолжительные стабильные результаты по количеству волос, отрастающих после курса эпиляции.

Эпилятор Silk'n Flash&Go™ может использоваться для удаления нежелательных волос на теле. Эпилятор Silk'n Flash&Go™ идеально подходит для использования на подмышках, линии бикини, руках, ногах, лице, лопатках и груди.

3. Меры безопасности при использовании эпилятора Silk'n Flash&Go™

Во время использования эпилятора Silk'n Flash&Go™ главное - безопасность.

Технология IPL™ в эпиляторе Silk'n Flash&Go™ - Повышенная безопасность с более низким уровнем энергии. Благодаря технологии Home Pulsed Light™ можно добиться долгосрочных результатов удаления волос, потратив лишь часть энергии, используемой в других фотоэпиляторах. Низкий уровень энергии в эпиляторе Silk'n Flash&Go™ сокращает риск получения травмы или осложнений, и в целом повышает безопасность.

Эпилятор Silk'n Flash&Go™ защищает вашу кожу. Фотоэпилятор не подходит для темной или загорелой кожи. В эпиляторе Silk'n Flash&Go™ встроен ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ, предназначенный для оценки оттенка обрабатываемой поверхности, благодаря которому импульс срабатывает только на коже подходящего оттенка. Эта уникальная функция не позволяет обрабатывать участки со слишком темной или загорелой кожей.


Кроме того, АППЛИКАТОР размером 1,3 x 3см², через который производятся световые импульсы, находится в ЛАМПОВОМ КАРТРИДЖЕ. Это позволяет избежать прямого контакта АППЛИКАТОРА с кожей и защитить ее.

Эпилятор Silk'n Flash&Go™ защищает ваши глаза. Эпилятор Silk'n Flash&Go™ имеет встроенную функцию защиты глаз. Он был разработан так, чтобы световой импульс не производился, когда Аппликатор обращен в открытое пространство. Специальный предохранитель позволяет делать обработку, только когда Аппликатор контактирует с тканью.

4. Противопоказания

Важная информация о безопасности - Прочтите перед использованием!

Эпилятор Silk'n Flash&Go™ подходит не всем. Перед использованием прочтите и запомните информацию в следующем разделе. Чтобы получить более подробную информацию и персональный совет, вы можете посетить www.silk'n.com или местный домен Silk'n™. Если вы не уверены, что эпилятор Silk'n Flash&Go™ подходит вам, проконсультируйтесь со своим врачом или дерматологом!

| Предупреждение | Возможные результаты | Рекомендации по безопасности |
|--|---|--|
| <p>Не используйте эпилятор Silk'n Flash&Go на смуглой по природе коже. </p> <p><small>Небезопасно!</small></p> <p></p> <p>Смотрите таблицу цвета кожи на внутренней стороне крышки</p> | <p>Применение эпилятора Silk'n Flash&Go на смуглой коже может привести к нежелательным эффектам, таким как покраснение и дискомфорт.</p> | <p>В эпиляторе Silk'n Flash&Go™ встроен уникальный ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ, который определяет оттенок кожи перед каждым сеансом и периодически во время сеанса. ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ гарантирует, что импульсы будут производиться только на коже подходящего тона.</p> |
| <p>Не используйте эпилятор Silk'n Flash&Go на загорелой коже или после недавнего пребывания на солнце (включая аппараты искусственного загара). Не подвергайте обработанные зоны солнечному воздействию.</p> | <p>Использование эпилятора Silk'n Flash&Go до или после любого солнечного воздействия может привести к нежелательным эффектам, таким как покраснение и дискомфорт. Загорелая кожа, особенно после солнечного воздействия, содержит большое количество пигмента меланина. Это касается всех типов и оттенков кожи, включая те, которые быстро не загорают. Наличие большого количества меланина подвергает кожу более высокому риску при использовании любого светового метода удаления волос.</p> | <p>После применения эпилятора Silk'n Flash&Go™ избегайте пребывания на солнце в течение 4 недель! Под пребыванием на солнце подразумевается непрерывное пребывание под открытыми солнечными лучами более 15 минут или непрерывное незащищенное пребывание под рассеянными солнечными лучами более 1 часа. Чтобы защитить от солнечного воздействия кожу, которая недавно подвергалась процедуре удаления волос, в течение 2 недель после каждого сеанса удаления волос пользуйтесь солнцезащитным кремом с коэффициентом защиты 30 или выше.</p> |

61

62

| Предупреждение | Возможные результаты | Рекомендации по безопасности |
|--|--|---|
| Никогда не пользуйтесь эпилятором Silk'n Flash&Go вокруг или возле глаз. | Хотя прибор Silk'n Flash&Go™ можно использовать для удаления волос на лице, следует быть очень внимательным, чтобы не приближать его к глазам. | Эпилятор Silk'n Flash&Go™ имеет встроенную функцию безопасности для защиты глаз. Она предусмотрена для того, чтобы не допустить генерирования светового импульса, когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ не касается кожи. Механизм защиты позволяет проводить процедуру только тогда, когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ контактирует с кожей. |
| Не используйте эпилятор на коже с татуировками, перманентным макияжем, темно-коричневыми или черными пятнами (например, большие веснушки, родимые пятна, родинки или бородавки), на сосках, гениталиях или губах. | Применение эпилятора Silk'n Flash&Go на любом темном или содержащем больше пигмента участке может привести к нежелательным эффектам, таким как ожоги, волдыри и изменение цвета кожи (гипер- или гипопигментация). | Накройте область материалом, который не поглощает свет, таким как белая ткань или белая медицинская лента. |
| Не используйте прибор на участках, пораженных экземой или псориазом, при повреждениях, открытых ранах или инфицированных зонах (герпес), на коже в атипичном состоянии, причиной которого стали общие заболевания или нарушения обмена веществ (например, диабет). | Световые процедуры могут привести к нежелательным реакциям чувствительных зон. | Дождитесь излечения данной области перед тем, как применять прибор Silk'n Flash&Go™. |
| Обработка зоны, на которой в прошлом возникал герпес. | Световые процедуры могут привести к нежелательным реакциям чувствительных зон. | Проконсультируйтесь с врачом на предмет проведения профилактического лечения перед использованием устройства Silk'n Flash&Go™. |
| Не используйте эпилятор Silk'n Flash&Go™ в период беременности или кормления грудью. | Гормональные изменения во время беременности могут увеличить чувствительность кожи и риск возникновения нежелательных эффектов. | |
| Не обрабатывайте участки, на которых, возможно, захотите, чтобы волосы выросли. | Результаты долгосрочны. | |

Русский

Русский

| Предупреждение | Возможные результаты | Рекомендации по безопасности |
|---|---|--|
| Храните прибор Silk'n Flash&Go подальше от воды! Не кладите и не храните эпилятор Silk'n Flash&Go там, где он может упасть, где его могут столкнуть или поместить в ванну, раковину или в любой другой сосуд с водой. | Это может привести к серьезному поражению электротоком. | Когда следует отказаться от использования эпилятора Silk'n Flash&Go™: во время купания или в сыром и мокром месте. Немедленно выньте вилку из розетки, если устройство упало в воду. |
| Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить эпилятор Silk'n Flash&Go™. | При вскрытии устройства Silk'n Flash&Go™ вы можете коснуться опасных электрических деталей и подвергнуться воздействию импульсной световой энергии. Все это может причинить серьезные телесные повреждения и/или необратимые травмы глаз. Это также может привести к поломке аппарата и аннулированию гарантии. | Обратитесь в службу обслуживания клиентов Silk'n™, если вы сломали или повредили устройство и нуждаетесь в его починке. |

5. Когда следует отказаться от использования эпилятора Silk'n Flash&Go:

| | | |
|---|--|--|
| В случае если поврежден СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ или если его ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ треснула, имеет щербинки или отсутствует. | | Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™. |
| Компания Home Skinovations Ltd. не рекомендует использование дополнительных приспособлений или аксессуаров. | | Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™. |
| в устройстве поврежден шнур или вилка. | Держите сетевой шнур подальше от горячих поверхностей. | Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™. |
| вы видите дым или чувствуете его запах во время работы прибора. | | Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™. |

63

64

| | | |
|--|--|--|
| прибор плохо работает или поврежден. | | Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™. |
| ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ эпилятора поврежден или сломан. | | Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™. |
| внешний корпус поврежден или распадается на части. | | Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™. |

6. Не используйте эпилятор Silk'n Flash&Go в следующих случаях:

| | |
|--|--|
| Если в прошлом вы были предрасположены к образованию келоидных рубцов. | Проконсультируйтесь с врачом перед началом использования устройства Silk'n Flash&Go. |
| Если страдаете эпилепсией. | |
| Если страдаете заболеванием, связанным со светочувствительностью, таким как порфирия, полиморфный фотодерматоз, солнечная крапивница, волчанка и др. | |
| Если в прошлом у вас был рак кожи или наблюдались участки кожи с потенциальными злокачественными образованиями. | |
| Если в течение последних 3 месяцев вы проходили процедуры лучевой терапии и химиотерапии. | |
| Если имеются любые другие обстоятельства, из-за которых использование прибора, по мнению вашего врача, будет небезопасно. | |
| Проконсультируйтесь с врачом, если в течение 6 последних месяцев вы обрабатывали кожу выписанным им лекарством. | |

Русский

65

7. Возможные побочные эффекты при использовании эпилятора Silk'n Flash&Go™

При использовании эпилятора Silk'n Flash&Go™ согласно инструкциям побочных эффектов и осложнений обычно не бывает. Однако все косметические процедуры, в том числе те, которые можно проводить в домашних условиях, подразумевают некоторый риск. Поэтому важно знать о рисках и осложнениях, которые случаются во время фотозпиляции в домашних условиях.

| Нежелательная реакция | Степень риска |
|--|---------------|
| Полное или частичное наложение нескольких импульсов на одном и том же участке кожи | Низкая |
| Незначительный дискомфорт на коже – Несмотря на то, что процедура удаления волос с помощью световых импульсов в домашних условиях обычно очень хорошо переносится, многие пользователи ощущают небольшой дискомфорт, который можно описать как незначительное покалывание в области обработки кожи. Ощущение покалывания обычно длится во время использования прибора или в течение нескольких минут после процедуры. Все ощущения, которые выходят за рамки незначительного дискомфорта, ненормальны и означают, что вы должны либо прекратить использование эпилятора Silk'n Flash&Go™, поскольку плохо переносите процедуру удаления волос, либо установлен слишком высокий уровень энергии. | Низкая |
| Покраснение кожи – Покраснение кожи может наблюдаться сразу после применения эпилятора Silk'n Flash&Go™ или в течение 24 часов после процедуры. Краснота обычно проходит в течение 24 часов. Обратитесь к врачу, если краснота не проходит в течение 2-3 дней. | Низкая |
| Повышенная чувствительность кожи – Το δέρμα της περιοχής όπου έχει γίνει εφαρμογή είναι περισσότερο ευαίσθητο, από το ενδύεται να αντιμετωπίσετε ξηρασία ή αλλεργία του δέρματος. | Низкая |
| Изменения пигмента – Эпилятор Silk'n Flash&Go™ воздействует на стержень волоса, в частности, на пигментированные клетки волосяного фолликула и на сам волосяной фолликул. Тем не менее, остается риск временной гиперпигментации (увеличение количества пигмента или коричневая депигментация) или гипопигментации (отбеливание) окружающих участков кожи. Данный риск изменений в пигментации кожи выше у людей с более темными оттенками кожи. Обычно депигментация или изменения пигмента кожи носят временный характер, а необратимая гиперпигментация или гипопигментация случаются в очень редких случаях. . | Редко |
| Чрезмерное покраснение и припухлость – В редких случаях обработанная кожа может сильно покраснеть и припухнуть. Это чаще случается на чувствительных участках тела. Покраснение и припухлость должны пройти в течение 2-7 дней. На эту область необходимо часто прикладывать лед. Допускается мягкая санитарная обработка, но необходимо избегать солнечного воздействия. | Редко |

66

8. Долговременное удаление волос с помощью эпилятора Silk'n Flash&Go™

Стандартный цикл роста волос равен 18-24 месяцам. Во время этого периода для достижения долгосрочных результатов удаления волос может понадобиться несколько сеансов эпиляции с помощью эпилятора Flash&Go™.

Эффективность эпиляции варьируется от человека к человеку в зависимости от участка тела, цвета волос и способа применения эпилятора Silk'n Flash&Go.

Стандартный план удаления волос с помощью эпилятора Silk'n™ Flash&Go во время полного цикла роста волос:

Периоды между 1-4 процедурами составляют приблизительно две недели.

Периоды между 5-7 процедурами составляют приблизительно четыре недели.

Восьмая процедура и далее выполняются при необходимости, до достижения желаемого результата.

Ожидаемые результаты удаления волос

| Тип кожи по Фицпатрику | Цвет волос | Плотность светового потока (Дж/см²) | Анатомическая часть тела¹ | Среднее количество сеансов¹ | Эффективность (% удаления волос/отросших волос)² |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|--|
| I-IV | От светло-коричневого до коричневого | 3-4,5 | Голени или бедра | Сеансы 10-12, с интервалом примерно четыре недели | Сокращение количества волос на 60% |
| | | | Руки | | Сокращение количества волос на 50% |
| | | | Линия бикини | | Сокращение количества волос на 60% |
| | | | Подмышка | | Сокращение количества волос на 55% |
| I-IV | От коричневого до черного | 3-4,5 | Голени или бедра | Сеансы 8-10, с интервалом примерно четыре недели | Сокращение количества волос на 70% |
| | | | Руки | | Сокращение количества волос на 60% |
| | | | Линия бикини | | Сокращение количества волос на 70% |
| | | | Подмышка | | Сокращение количества волос на 65% |

1. Индивидуальная реакция зависит от типа волос, а также биологических факторов, которые могут повлиять на то, как растут волосы. У некоторых пользователей реакция может быть более быстрой или медленной по сравнению со среднестатистическими показателями.
2. Нельзя ожидать долгосрочных результатов после одного или даже двух сеансов. Длительность периода покоя волосных фолликулов также зависит от части тела.

Русский
Русский

9. Начало работы

1. Достаньте ЭПИЛЯТОР Silk'n Flash&Go™ и его части из коробки.
2. Удостоверьтесь, что СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ правильно вставлен в головку прибора и не поврежден.
3. Вставьте шнур АДАПТЕРА в разъем ЭПИЛЯТОРА Silk'n Flash&Go™.
4. Включите АДАПТЕР в розетку. Загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР "ОЖИДАНИЕ".

Теперь эпилятор Silk'n Flash&Go™ готов к работе.

Обращайтесь с эпилятором Silk'n Flash&Go внимательно и осторожно!

5. Кожа зон обработки должна быть побритой, чистой и сухой. На ней не должно быть пудры, антиперспирантов и дезодорантов. Не удаляйте волосы воском, не выдергивайте и не выщипывайте их. Бритье – важный шаг к достижению желаемого результата!
6. Нажмите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ВКЛЮЧЕНО»/«РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ». Загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР «ВКЛЮЧЕНО» (оранжевый) и появится звук вентилятора (похожий на звук фена).
7. Приблизительно через 3,5 секунды после нажатия ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ «ВКЛЮЧЕНО»/«РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ» загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ (зеленый). Теперь устройство готово к работе, и вы можете произвести первый импульс на самом низком уровне энергии. Теперь устройство готово к работе, и вы можете произвести первый импульс на самом низком уровне энергии.
8. Если это ваша первая процедура, выберите подходящий уровень энергии. Эпилятор Flash&Go имеет 5 уровней энергии от 1 (самого низкого) до 5 (самого высокого). Чтобы выбрать правильный уровень энергии для первой процедуры, отдельно протестируйте каждую зону обработки:

- Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на кожу и нажмите кнопку запуска для генерирования одного импульса. Если вы не почувствовали дискомфорта, нажмите кнопку + один раз и сгенерируйте один импульс на другом участке при уровне энергии 2.
- Продолжайте пробовать, увеличивая уровень энергии до того, как достигнете наивысшего уровня, при котором все еще чувствуете себя комфортно. Если в течение одного часа вы не почувствуете нежелательных эффектов, можете начать полную процедуру при этом уровне энергии.
- Повторите этот тест на каждом участке тела, который собираетесь обработать.

9. Установите уровень энергии. Если уровень энергии должен быть выше самого нижнего уровня, нажмите КНОПКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ «-» или «+», чтобы соответственно уменьшить или увеличить уровень энергии, пока желаемый уровень не будет установлен и отображен световым индикатором 3 уровня энергии (подробнее см. пункт «Уровень энергии» данного руководства пользователя).

10. Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на тело, убедившись, что кожа ровная и гладкая. Когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ полностью соприкоснется с кожей, начнет мигать СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ.

11. Нажмите КНОПКУ «ИМПУЛЬС». Сначала прибор определит цвет вашей кожи. Если цвет кожи достаточно светлый для безопасного применения, устройство произведет импульс света на кожу, а СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ погаснет. Вы увидите яркую вспышку света и одновременно услышите слабый хлопок, что является нормальным для устройства. Вы почувствуете слабое тепло и покалывание.

Эпилятор Silk'n Flash&Go™ тотчас же подзарядится для генерирования следующего импульса.

Через 3,5 секунды снова включится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ.

12. Уберите ОБРАБАТЫВАЮЩЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ с обработанного участка кожи.

13. Переместите ОБРАБАТЫВАЮЩЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ на другой участок кожи. Ориентируясь по вмятинам на коже, оставленным эпилятором, правильно разместите его для генерирования следующего импульса, избегая пропусков и наложения участков импульсов один на другой.

Импульсы эпилятора Silk'n Flash&Go™ следует производить рядами, начиная с одного конца каждого ряда, последовательно продвигаясь к другому концу. Такая техника позволяет лучше контролировать покрытие кожи и помогает избежать обработки одного и того же участка более одного раза или наложения участков обработки. При соприкосновении с кожей ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Silk'n Flash&Go™ должна оставлять временные следы на обрабатываемом участке. Эти видимые следы можно использовать для правильного размещения следующего импульса.



Старайтесь не допускать наложения зон импульсов друг на друга!



Предупреждение: не обрабатывайте один и тот же участок кожи более одного раза за один сеанс удаления волос!
Обработка одного и того же участка кожи более одного раза за сеанс увеличивает вероятность возникновения нежелательных эффектов.

14. Повторяйте процедуру, пока не обработаете всю необходимую зону.



Если на коже появились пузыри или ожоги, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПРОЦЕДУРУ!

Уровень энергии

Уровень энергии определяет интенсивность светового импульса, проецируемого на кожу во время эпиляции - от самого низкого (-) до самого высокого (+). По мере увеличения уровня энергии, повышается эффективность использования эпилятора, но, вместе с тем, и риск побочных эффектов и осложнений. Эпилятор Flash&Go™ может работать на 5 уровнях энергии - от 1 (самый низкий) до 5 (самый высокий), которые отображаются с помощью 3-х световых индикаторов:

Уровень 1 (самый низкий) - левый индикатор постоянно горит.

Уровень 2 - левый индикатор постоянно горит, средний индикатор мигает.

Уровень 3 - левый и средний индикаторы постоянно горят.

Уровень 4 - левый и средний индикаторы постоянно горят, правый индикатор мигает.

Уровень 5 - все индикаторы постоянно горят.

Каждый раз, когда эпилятор Silk'n Flash&Go™ включен, уровень энергии автоматически настраивается на самый низкий. Горит только один СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЭНЕРГИИ.

Для настройки уровня энергии нажимайте КНОПКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ, с помощью "-" или "+" понижая или повышая уровень соответственно.

Русский

Русский



Старайтесь не допускать перекрестных импульсов!
Не обрабатывайте один участок кожи более одного раза за один сеанс эпиляции!



Если кожа покрывается волдырями, или вы чувствуете жжение, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПРОЦЕДУРУ!

Датчик цвета кожи

Использование фотоэпилятора на темной коже может привести к таким нежелательным реакциям, как ожоги, волдыри и изменения цвета кожи (гипер- или гипопигментация).

Чтобы предотвратить возникновение таких явлений, в эпилятор Silk'n Flash&Go™ встроен уникальный ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ, который оценивает оттенок обрабатываемой кожи в начале каждого сеанса и периодически во время сеанса. Если ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ определяет, что оттенок кожи слишком темный для использования эпилятора Silk'n Flash&Go™, эпилятор автоматически перестает производить импульсы.

Если вы не видите светового импульса, и СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОТТЕНКЕ КОЖИ мигает, значит, оттенок вашей кожи, который оценивается ДАТЧИКОМ ЦВЕТА КОЖИ, слишком темный для безопасного использования эпилятора. Попробуйте использовать эпилятор на другой части тела или свяжитесь со службой поддержки Silk'n Flash&Go™.

Как обработать все участки

Обработку с помощью эпилятора Silk'n Flash&Go™ следует проводить рядами, начиная с одного конца и продолжая до другого конца. Это позволяет лучше контролировать площадь обработки и помогает избежать обработки одного участка более одного раза или наложения импульсов.

Соприкасаясь с кожей, АППЛИКАТОР эпилятора Silk'n Flash&Go™ оставляет на ней временные следы. Эти вмятины можно использовать для правильного расположения следующего импульса.

9.1. Чего ожидать при использовании эпилятора Silk'n Flash&Go™?

Для многих людей использование эпилятора Silk'n Flash&Go™ станет первым опытом проведения фотоэпиляции в домашних условиях. Эпилятор Silk'n Flash&Go™ прост в использовании, сеансы эпиляции проходят быстро. Во время использования эпилятора Silk'n Flash&Go™ нормально:

- **Слышать гул.** Охлаждающий вентилятор эпилятора Silk'n Flash&Go™ издает звук, напоминающий шум фена. Это нормально.
- **Слышать хлопок при каждом импульсе.** Когда производится световой импульс HPL™, вы можете услышать легкий хлопок одновременно со вспышкой света.
- **Чувствовать умеренное давление АППЛИКАТОРА.** Это необходимо для распределения световых импульсов и является частью уникальной системы безопасности эпилятора Silk'n Flash&Go™.
- **Ощущать тепло и пощипывание** - Во время каждого светового импульса вы можете почувствовать тепло и легкое пощипывание от энергии света.
- Небольшое покраснение или порозовение кожи. Во время или сразу после сеанса эпиляции с помощью эпилятора Silk'n Flash&Go™ можно наблюдать легкое покраснение кожи. Обычно оно больше заметно вокруг самих волосков.
- Однако если ваша кожа сильно покраснела, на ней появились волдыри, или вы чувствуете жжение, немедленно прекратите использование эпилятора Silk'n Flash&Go™.

9.2. После использования эпилятора Silk'n Flash&Go™

- Закончив сеанс эпиляции, отключите эпилятор Silk'n Flash&Go™, нажав на КНОПКУ ON/STBY. Все горевшие индикаторы погаснут, и загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР STBY (запомните, какой уровень энергии был установлен, поскольку при следующем включении эпилятора Silk'n Flash&Go™ он не сохранится).
- Выньте шнур АДАПТЕРА из розетки.
- Рекомендуется чистить эпилятор Silk'n Flash&Go™, особенно АППЛИКАТОР, после каждого сеанса (См. "Уход за эпилятором Silk'n Flash&Go™").
- После чистки рекомендуется положить эпилятор Silk'n Flash&Go™ в заводскую коробку и хранить его подальше от воды.



Уход за кожей после эпиляции

Не подвергайте обработанные участки кожи воздействию солнца. Защитите кожу с помощью солнцезащитного крема во время курса эпиляции и по крайней мере в течение 2 недель после последнего использования эпилятора Silk'n Flash&Go™.

10. Обслуживание эпилятора Silk'n Flash&Go™

10.1. Уход за эпилятором Silk'n Flash&Go™

Рекомендуется чистить эпилятор Silk'n Flash&Go™, особенно АППЛИКАТОР, после каждого сеанса.

- Перед чисткой отключите эпилятор от сети электропитания.
- С помощью сухой чистой ткани и специального чистящего средства для электроприборов аккуратно протрите поверхность эпилятора Silk'n Flash&Go™, в особенности АППЛИКАТОР. Никогда не погружайте эпилятор Silk'n Flash&Go™ или его часть в воду!

10.2. Замена Картриджа С Лампой

СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ эпилятора Silk'n Flash&Go™ может осуществить ограниченное и определенное количество световых импульсов. Интенсивность импульсов определяется только в соответствии с установленным уровнем энергии прибора. В течение срока службы КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ энергия не уменьшается.

Когда срок службы СМЕННОГО ЛАМПОВОГО КАРТРИДЖА истекает на 90%, на ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ начинает мигать СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ ЛАМПОВОГО КАРТРИДЖА, указывая на то, что вскоре СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ следует заменить.

Когда срок службы СМЕННОГО ЛАМПОВОГО КАРТРИДЖА достигнет почти 100%, продолжительность мигания СВЕТОВОГО ИНДИКАТОРА ЗАМЕНЫ ЛАМПОВОГО КАРТРИДЖА увеличится.

Как только все импульсы СМЕННОГО КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ будут израсходованы, непрерывным светом загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ КАРТРИДЖА, указывая на то, что дальнейшая генерация импульсов невозможна.

Чтобы продолжить сеанс эпиляции, необходимо заменить СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ.



Внимание! СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ требует замены, если в нем появились крупные точки или если АППЛИКАТОР поврежден.

Чтобы заменить СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ:

1. Нажмите на КНОПКУ ON/STBY, чтобы перевести эпилятор Silk'n Flash&Go™ в режим ожидания (STBY).
2. Выньте силовой адаптер из розетки.
3. Возьмите СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ за обе стороны, вытащите его из корпуса и утилизируйте вместе с другим мусором.
4. Освободите новый СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ от упаковки.
5. Аккуратно установите новый СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ на место.

Внимание! После замены СМЕННОГО ЛАМПОВОГО КАРТРИДЖА уровень энергии следует установить на одно деление ниже обычного. Обычный уровень энергии можно установить только в случае, если вы не ощущаете необычного дискомфорта во время или после процедуры.

11. Устранение неполадок

11.1. "Мой эпилятор Silk'n Flash&Go™ не включается".

- Убедитесь, что АДАПТЕР ПИТАНИЯ правильно подсоединен к эпилятору Flash&Go™.
- Убедитесь, что АДАПТЕР ПИТАНИЯ вставлен в электрическую розетку.

11.2. "Световой импульс не производится, когда я нажимаю на Кнопку "Импульс"".

Убедитесь, что СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ мигает, что указывает на контакт эпилятора с кожей, и что АППЛИКАТОР ровно и плотно прижат к коже. Для вашей безопасности Кнопка "ИМПУЛЬС" активирует импульс, только если АППЛИКАТОР плотно прижат к коже.

- Проверьте СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОТТЕНКЕ КОЖИ. Если он мигает, то оттенок вашей кожи, который оценивается ДАТЧИКОМ ЦВЕТА КОЖИ, слишком темный для безопасного использования эпилятора.
- Попробуйте использовать эпилятор на другой части тела или свяжитесь со службой поддержки Silk'n™.
- Проверьте СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ ЛАМПОВОГО КАРТРИДЖА. Если он горит, отключите эпилятор Silk'n Flash&Go™ и замените СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ.
- Убедитесь, что ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ горит.
 - Если в течение 10 секунд ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ не загорится, отключите эпилятор Silk'n Flash&Go™, а затем снова включите, дважды нажав на КНОПКУ ON/STBY.
 - Если проблема остается, свяжитесь с вашим местным Сервисным центром Silk'n™.
- Проверьте СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ.
 - Если индикатор горит, отключите эпилятор Silk'n Flash&Go™, а затем снова включите, дважды нажав на КНОПКУ ON/STBY.
 - Если проблема остается, свяжитесь с вашим местным Сервисным центром Silk'n™.
- Если проблема остается, свяжитесь с вашим местным Сервисным центром Silk'n™.

Русский

Русский



Не пытайтесь открывать или чинить эпилятор Silk'n Flash&Go™. Только уполномоченные сервисные центры Silk'n™ могут производить ремонт.

Вы можете подвергнуться опасному воздействию деталей под напряжением и светового импульса, что может вызвать серьезные телесные повреждения и/или неизлечимую травму глаз. Попытка открыть эпилятор Silk'n Flash&Go™ также может испортить эпилятор и аннулирует гарантию. Если ваш эпилятор поврежден или требует ремонта, свяжитесь с отделом Обслуживания клиентов Silk'n™.

12. Обслуживание клиентов


Для получения более подробной информации об изделиях Silk'n™, зайдите на ваш местный веб-сайт Silk'n™, www.silkn.eu или www.silkn.com. Если ваш эпилятор сломан, поврежден, нуждается в ремонте, или вам нужна другая помощь, свяжитесь с вашим местным отделом Обслуживания клиентов Silk'n™. Для клиентов в США и Канаде: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com. Для клиентов в других странах: info@silkn.com

13. Спецификации

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Размер пятна | 1,3 см x 3 см [3,9 см ²] | |
| Скорость | 1 импульс каждые 3,5 секунды: 1,1 см ² /сек | |
| Технология | Home Pulsed Light™ | |
| Макс. уровень энергии | Макс. 5 Дж/см ² | |
| Длина волны | 475-1200нм | |
| Время зарядки/Источник питания | Непрерывная работа | |
| Требования к электропитанию | ~100-240 В, 0,9 А | |
| Время на обработку голени | 30 минут | |
| Работа и безопасность | Новый датчик цвета кожи позволяет обрабатывать только кожу подходящего оттенка. | |
| Размер упаковки | 22 см x 22 см x 14 см | |
| Вес системы | 0,35 кг | |
| Температура | Работа | От 10 до 40°C |
| | Хранение | От -40 до +70°C |
| Относительная влажность | Работа | От 30 до 75% |
| | Хранение | От 10 до 90% |
| Атмосферное давление | Работа | 700-1060 гПа |
| | Хранение | 500-1060 гПа |

73

14. Маркировка



Степень электрической защиты: рабочая часть типа BF

Утилизация отработанного электрического и электронного оборудования

Маркировка на соответствие требованиям EC

Следуйте инструкциям по применению

Маркировка КАС для США и Канады

Степень защиты от проникновения воды: обычная
Этот эпилятор не подходит для использования, если в воздухе присутствует воспламеняющаяся анестетическая смесь, кислород или закись азота.



Русский

Русский

74